

# COLESTEROLO TOTALE

<b>Esame analitico:</b>	colesterolo totale (TC)								
<b>Finalità:</b>	consente l'accertamento in vitro della quantità di colesterolo totale (TC).								
<b>Metodo ed attrezzature d'analisi:</b>	sistema analitico Reflotron PST per la determinazione delle concentrazioni di TC con prelievo di sangue capillare. Controlli analitici eseguiti tramite programma esterno di controllo e validazione EQAS BIO-RAD.								
<b>Intervallo di riferimento:</b>	Colesterolo totale (TC): <table><tr><td>Desiderabile (età &lt; 20 a.)</td><td>&lt; 180 mg/dL;</td></tr><tr><td>Desiderabile (adulto)</td><td>&lt; 200 mg/dL;</td></tr><tr><td>Elevato (borderline)</td><td>200-239 mg/dL</td></tr><tr><td>Elevato</td><td>≥ 240 mg/dL</td></tr></table>	Desiderabile (età < 20 a.)	< 180 mg/dL;	Desiderabile (adulto)	< 200 mg/dL;	Elevato (borderline)	200-239 mg/dL	Elevato	≥ 240 mg/dL
Desiderabile (età < 20 a.)	< 180 mg/dL;								
Desiderabile (adulto)	< 200 mg/dL;								
Elevato (borderline)	200-239 mg/dL								
Elevato	≥ 240 mg/dL								
<b>Significato diagnostico:</b>	rischio di malattie cardiovascolari e sindrome metabolica. <b>Come per ogni esame clinico, ogni indicazione diagnostica dovrà essere elaborata dal medico di medicina generale e/o dallo specialista, considerato lo stato generale del paziente, altri esami clinici, fattori individuali di rischio ed ogni altra indicazione relativa alla storia sanitaria individuale del paziente.</b>								